




WV-TPA101K-CS11 オプション

セントラルロックユニット


ワンタッチで4輪同時に停止できるユニット

- ・ワンタッチで四輪の車輪回転と旋回を同時にロックできます。
- ・停止時のぐらつきや揺れがありません。
- ・デザイン 機能性に優れたドイツBlickle®社製「WAVE」を使用。
- ・医療用ベッド、介護用チェアに。

※その他、特注加工にお応えします。




機構



ロック解除時

ロック時



適合車輪

ドイツ Blickle® 社製
「WAVE」
ステム取付けタイプ



本体：強化ナイロン
車輪：TPA 熱可塑性ゴム
芯：ポリプロピレン
カラー：グレーホワイト

製品仕様	車輪径 100 mm	車輪径 125 mm
最大許容荷重	100kg	110kg
車輪径	φ100mm	φ125mm
車輪取付幅	32mm	32mm
取付高	135mm	160mm
ステム長	58.5mm	58.5mm
ステム径	28mm	28mm
偏心	38mm	40mm

※画像はφ100mm仕様です。

製作例 特注加工にもお応えします。

ダイニングチェア取付け

車いす取り付け用



※ 画像と現物の色が異なる場合がございます。※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。[2020年1月]



シシク SISIKU アドクライス株式会社
SISIKU ADDKREIS CORPORATION

営業本部 石川県金沢市長土堀 1-16-15 丸昌ビル
TEL: 076-234-0449 FAX: 076-224-0449
H P: <https://www.sisiku.com/>

